

MEIOS DE MANIPULAÇÃO E FIV

CONSULTE NOSSA EQUIPE DE VENDAS PARA
PRODUTOS NÃO CONSTANTES NESSA RELAÇÃO

Fones: (19) 3243.8305 / 3032.4429

vendas1@biomate.com.br

MEIOS DE MANIPULAÇÃO	
DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO
Bovimix (diluyente de sêmen bovino)	100 ML
DMPBS com BSA 0,4% (Lavagem uterina-coleta de embrião)	20 ml
Dulbecco modificado DMPBS Flush (PBS) (Lavagem Uterina Coleta de embrião)	500 ml (P)
Dulbecco modificado DMPBS Flush (PBS) (Lavagem Uterina – Coleta de embrião)	1000 ml (P)
Dulbecco modificado DMPBS Flush (PBS) (Lavagem Uterina – coleta de embrião)	2000 ml (P)
Etileno Glicol 1,5 molar	10 ml
Etileno Glicol 1,5 molar – caixa c/ 03 frascos de 10 ml	30 ml
Glicerol 10% (pureza 99%)	10 ml
HAM f-10 modificado / BSA	10 ml
HAM f-10 modificado / BSA	20 ml
HAM F-10 modificado/BSA – caixa c/ 05 frascos de 10 ml	50 ml
HAM F-10 modificado/BSA – caixa c/ 05 frascos de 20 ml	100 ml
Meio 199 Sem Antibiótico	100ml
Meio 199 Sem Antibiótico	500ml
Mem Com Antibiótico	100ml



NUTRICELL

Nutrientes Celulares

Mem Com Antibiótico	500ml
Mem Com Hepes Antibiótico	500ml
Mem Sem Antibiótico	500ml
RPMI 1640 Com Antibiótico	100ml
RPMI 1640 Com Antibiótico	500ml
RPMI 1640 Com Hepes Com Antibiótico	500ml
RPMI 1640 Sem Antibiótico	500ml
Sacarose 1 molar	10 ml
Sol. Congelação – I,II,III	05 ml
Sol. Descongelação – I,II,III	05 ml
Solução Salina 0,9% (cloreto de sódio) Nutricell cx/ c/ 5X20ml	5X20 ml
Soro Fetal Bovino inat. / estéril	10 ml
Soro Fetal Bovino inat. / estéril – caixa c/ 05 frascos 10 ml	50 ml
Soro Fetal Bovino inat. / estéril	100 ml
Soro Fetal Bovino inat. / estéril	500 ml
TQC Complet Flush (Meio de lavagem uterina com surfactante)	100 ml
TQC Complet Flush (Meio de lavagem uterina com surfactante)	1000 ml
TQC Complet Flush (Meio de lavagem uterina com surfactante)	2000 ml
TQC Ethylene Glycol	20 ml
TQC Ethylene Glycol - caixa c/ 05 frascos de 20 ml	20 ml
Tripsina 1:250 (congelada)	05 ml
Tripsina 1:250 (congelada)	10 ml
Tripsina 1:250 (congelada) cx. c/5X5ml	25 ml
Tripsina 1:250 (congelada) cx. c/ 5X10ml	50 ml
Tripsina 1:250 KIT (Liofilizada em pó somente geladeira)	04 ml
TQC Holding Plus (meio de manutenção)	06 ml

NUTRICELL NUTRIENTES CELULARES

(19) 3243.8305 / 3032.4429 – www.nutricell.com.br - vendas1@biomate.com.br



NUTRICELL

Nutrientes Celulares

TQC Holding Plus (meio de manutenção)	10 ml
TQC Holding Plus (meio de manutenção)	20 ml
TQC Holding Plus (meio de manutenção) – caixa c/ 05 frascos de 06 ml	30 ml
TQC Holding Plus (meio de manutenção) – caixa c/ 05 frascos de 10 ml	50 ml
TQC Holding Plus (meio de manutenção) – caixa c/ 05 frascos de 20 ml	100 ml

FIV	
DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO
FIV Gradiente 90%	25ml
FIV Heparina	100ml
FIV Manutenção	25ml
FIV Manturação Sem SFB	25ml
FIV Meio Capacitação	25ml
FIV Meio Fecundação	25ml
FIV Meio Seleção	100ml
FIV Meio H SOF	25ml
FIV Meio H SOF Sem SFB	25ml
FIV MIV-T	25ml
FIV MIV-T Sem SFB	25ml
FIV PHE 4x0	25ml
FIV SOF Final	25ml
FIV SOF Final Sem SFB	25ml
SIF Sultato Amicacina	01ml

NUTRICELL NUTRIENTES CELULARES

(19) 3243.8305 / 3032.4429 – www.nutricell.com.br - vendas1@biomate.com.br